




وزارتخانه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

گروه کارشناسان رشته شغلی علوم آزمایشگاهی

رنگ آمیزی در هماتولوژی

" بنام خدا "

روشهای رنگ آمیزی در هماتولوژی

مقدمه

امروزه با گسترش روزافزون تمام علوم ، در آزمایشگاه پزشکی نیز گامهای بسیار مهمی در ایجاد سیستم های جدید برداشته شده بطور که روشهای آزمایشگاهی که در سالیان قبل بسیار پیچیده و مشکل می نمودند به روشهای قابل انجام حتی در دور افتاده ترین نقاط تبدیل شده اند - یکی از پیشرفتهای موجود کشف شمارشگرهای سلولی یا Cell counter ها بود که اصولاً در انجام آزمایش CBC از آن بهره می بریم و با تکمیل شمارشگرهای سلولی، دستگاههای ایجاد شده اند که قادرند علاوه بر شمارش سلولی ، شمارش افتراقی یا به اصطلاح Diff را نیز انجام دهند و با تکمیل تر شدن، این سیستم ها قادرند سلولهای نارس را نیز شناسایی نمایند ولی با تمام این اوصاف به جرات میتوان گفت :

" يك لام تهیه شده از يك بیمار از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است كه هیچگاه يك سیستم اتوماتيك نمی تواند بدان دست یابد "

البته تحوه تهیه لام و رنگ آمیزی بظاهر ساده دارای مسائل پیچیده ای است که در ادامه درباره آن بحث خواهیم کرد.

تاریخچه

اولین گزارش در باره گلبولهای قرمز را آنتونی وان لیون هوک در سال ۱۶۷۴ منتشر ساخت البته باید گفت میکروسکوپ وی يك میکروسکوپ ساده و از دو عدسی دست ساز تشکیل یافته بود

گلوله‌های سفید را ویلیام هیسون در سال ۱۷۷۳ شناسایی نمود و پلاکت‌ها و گرانول‌های موجود در گلوله‌های سفید را آدیسون در سال ۱۸۴۱ کشف نموده هر سه کشف فوق بدون رنگ آمیزی وبا میکروسکوپی‌های ابتدایی صورت پذیرفته است!

اولین رنگ آمیزی سلول‌های خونی توسط ارلیخ در سال ۱۸۷۷ به کمک رنگ‌های آنیلین دار صورت گرفته است. در سال ۱۸۹۰ رومانوفسکی دریافت اگر مخلوط رنگ‌های انوزین و متیلن بلو در متانول حل شود در رنگ آمیزی لام‌های خونی کارایی خوبی خواهد داشت و امروزه بعد از گذشت بیش از یک قرن رنگ‌های رومانوفسکی هنوز کارایی خوبی داشته و اعتبار خود را حفظ کرده اند. البته باید اذعان داشت رنگ آمیزی چیزی شبیه آسپیزی است و تجربه میتواند در نتیجه رنگ آمیزی مؤثر باشد.

نحوه تهیه گسترش خونی

یک قطره خون بیمار را روی یک لام تمیز قرار داده و به کمک لام دیگر به روشی که در صفحه بعدی می بینید گسترش را تهیه می کنیم . نکات مهم در خوب بودن یک گسترش خونی عبارت است از:

۱. قطره خون اگر مستقیماً از سرنگ یا نوک انگشت گرفته شود اثر ماده ضد انعقاد روی سلول‌ها کمتر خواهد بود – اگر از خون EDTA دار استفاده میشود بهتر است زمان تهیه گسترش از ۲-۳ ساعت بعد از خونگیری متجاوز نگردد.

۲. قطره خون در فاصله ۱ سانتی متری از لبه کناری لام و در وسط لام قرار گیرد. اگر نمونه ویسکوزیته بیشتری دارد قطره کمی بیشتر و اگر ویسکوزیته کمتری دارد از خون کمتری استفاده شود.

۳. لامي که جهت تهیه گسترش استفاده میشود دارای لبه صافتر باشد - اصولاً "يك طرف لامها دارای لبه صاف و طرف دیگر لبه ها ناصاف هستند. - زاویه حرکت لام معمولاً" بین ۳۰ الي ۴۰ درجه است ولي تجربه ، ویسکوزیته قطره خون ، مقدار قطره خون ، نوع لام مورد استفاده در این زاویه مؤثر خواهد بود. هر چقدر زاویه کمتر باشد حرکت خون به طرف لبه ها به سرعت صورت خواهد گرفت و هر چقدر زاویه بیشتر باشد حرکت خون به طرف لبه ها به آرامی صورت میگیرد.

۴. در طی حرکت لام فشار وارده باید یکنواخت باشد. لازم نیست فشار بیش از حد باشد.

۵. سابق بر این تهیه لام شعله شمعی مطرح میگردید ولي امروزه دیگر زیاد مورد تأکید قرار نمی گیرد. فقط بایستی لام تهیه شده بازك ، منظم ، عاری از دندانها بوده از لبه های لام فاصله داشته و اصولاً "بهتر است حدوداً" $\frac{2}{3}$ لام را گسترش پر کرده باشد.

۶. بعد از تهیه گسترش و خشك شدن آن مشخصات نمونه به كمك مداد الماس روی خود لام یا مداد معمولی روی گسترش بصورت مشخص نوشته شود. ۷. بیشترین خطاهای موجود در تهیه لام عبارت است از:

(۱) تمیز نبودن لام ها : گرد و غبار ، مواد قلیائی (هنگام بریدن لامها در کارخانه) که مورد دوم در رنگ آمیزی شدیداً "تأثیر گذار خواهد بود.

(b) چرب بودن لامها: این عامل میتواند از کارخانه روی لامها باقی مانده باشد یا بهنگام برداشتن لام از جعبه لام توسط انگشتان دست انتقال یافته باشد.

(c) یکنواخت و منظم نبودن فشار وارده توسط لام دیگر و حرکت نامنظم لام.

امروزه علاوه بر تکنیک لام که بدان اشاره گردید از تکنیک لامل که سابقاً استفاده میگردید کمتر استفاده میشود ولی از تکنیک اتوماتیک تهیه لام گاهاً استفاده میشود - در این تکنیک ها سلولها بطور یکنواخت در تمام گسترش پخش میشوند (در تکنیک لام لنفوسیتها در نقاط ضخیم و نوتروفیلها و منوسیتها در نقاط نازک پخش میشوند) - روشهای Spinner , Miniperp و Cytocontrifuge از متداولترین روشهای اتوماتیک تهیه گسترش های خونی است. در هر سه روش فوق سلولها در تمام نقاط لام یکنواخت پخش میشوند.

رنگ آمیزی

رنگ آمیزی بمنظور مطالعه بهتر و تشخیص اشکال مختلف سلولها انجام میگیرد. در هماتولوژی مهمترین روش رنگ آمیزی گسترش های تهیه شده براساس رنگهای رومانوفسکی Romanoewsky میباشد. این رنگها مخلوط دو رنگ اصلی انوزین که خاصیت اسیدی دارد و نام اصلی آن تترا بروموفلوروسنین است و متیلن بلو که خاصیت بازی داشته و نام اصلی آن تترا متیل تیونین Tetra methyle thionine میباشد. علاوه بر این دو ترکیب اصلی ترکیبات

دیگری شامل آزور B (تری متیل تیونین) آزور A (منومتیل تیونین) ، آزور C (دی متیل تیونین) با درصد های متفاوت باعث ایجاد رنگ های مختلف میشود. در سال ۱۹۷۵ مارشال مشخص نمود چنانچه رنگهای متیلن بلو - Azure B و انوزین به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند رنگ آمیزی ثابت و پایدارتری بوجود می آید ولی تکنیکهای توصیف شده مارشال بنا به دلایلی کمتر مورد استفاده قرار می گیرند و رنگ آمیزی های رومانوفسکی هنوز جایگاه خود را حفظ کرده اند - بهترین رنگهای گروه رومانوفسکی عبارتند از:

- ۱- رنگ رایت ۲- رنگ گیمسا ۳- رنگ مای گرونوالد
- ۴- رنگ لیشمن ۵- رنگ جنر ۶- رنگ مک نیل

البته رنگهای تجارتي با نام های فوق معمولاً از کارخانه ای با کارخانه دیگر با همدیگر متفاوت بوده و حتی از نظر تجزیه نیز نتیجه متفاوت دارند.

اصول رنگ آمیزی رومانوفسکی

همانطوریکه گفته شد این گروه رنگها دارای دو رنگ اسیدی و قلیانی هستند. رنگهای بازی هسته و برخی گرانولهای اسیدی را رنگ می کند که بنام بازوفیلک معروف هستند و رنگهای اسیدی سیتوپلاسم نامگذاری میشوند برخی از نقاط سلول هیچکدام از رنگهای اسیدی و قلیانی را به خود نمی گیرند و بنام نوتروفیلک معروف هستند و نهایتاً برخی از نقاط سلول هر دو رنگ اسیدی و بازی را به خود میگیرند و بنام پلی کروماتوفیلک معروف هستند.

رنگ آمیزی رایت

تهیه رنگ رایت : ۰/۱ گرم رنگ رایت را در يك هاون ریخته و خوب می سابیم کم کم متانول خالص را روی آن ریخته و عمل سابیدن را ادامه می دهیم چون متانول سریعاً آب جذب میکند و تحت تأثیر بخارات اسیدی قرار میگیرد لذا توصیه می شود رنگ را بخوبی سابیده در يك ظرف دربدار قهوه ای منتقل نموده و سپس ۵۰-۶۰ میلی لیتر متانول خالص و عاری از آب را بدان اضافه نموده درب بطری را بخوبی بسته و سپس آن را در دمای 37°C قرار داده روزی چندین بار محتویات بطری را بهم رده و نهایتاً "بعد از چند روز رنگ آماده استفاده خواهد بود. قبل از استفاده صاف کردن ضروری است.

روش انجام رنگ آمیزی رایت

لام را در حالت افقی قرار داده روی آن رنگ رایت ریخته بین ۵-۳ دقیقه صبر نموده و سپس مقدار مساوی رنگ روی آن بافر با $\text{PH}=6.4$ اضافه میکنیم با استفاده از فوت کردن رنگ و بافر را با هم مخلوط میکنیم - ظاهر شدن جلای فلزی روی سطح لام معمولاً "نشانه خوب بودن مراحل رنگ آمیزی است بعد از ۵ دقیقه بعد از اضافه کردن بافر لام را در حالت افقی با بافر یا آب مقطر میشوئیم و سپس زیر شیر آب بخوبی شسته و خشک میکنم

نکات مهم در رنگ آمیزی رایت

۱. اگر لام را تازه تهیه کرده اید ابتدا با چندین قطره متانول لام را فیکس نمایید و بعد از خشک شدن رنگ آمیزی را شروع کنید - نتیجه کار در اینحالت بهتر خواهد بود.

۲. لام حتماً "كاملاً" در حالت افقي قرار گیرد چون اگر حالت افقي وجود نداشته باشد با اضافه کردن بافر رنگ از روي لام پائين خواهد ريخت.
۳. جلاء فلزي تشكيل شده روي لام بهنگام اضافه کردن بافر رسوب رنگ است که اگر بحالت افقي شسته نشود باعث تشكيل رسوب درخاتمه کار خواهد بود.

۴. اگر در دماي آزمایشگاه يا محل رنگ آميزي گرم باشد متانول موجود در حين کار تبخير ميشود و باعث رسوب رنگ واهد شد. در صورت لزوم ميتوان چندین قطره متانول روي لام حاوي رنگ رايت اضافه کرد.

نتایج رنگ آميزي رايت

هسته ها قرمز- بنفش (آبي ارغواني) ، گرانولهاي نوتروفيل بنفش روشن ، گرانولهاي ائوزينوفيل قرمز قهوه اي ، گرانولهاي بازوفيلها آبي تيره ، پلاکتها بنفش تيره و گلبولهاي قرمز نارنجي ، هئوسيتها سيتوپلاسم آبي خاکستري خواهند داشت - ظاهر لام رنگ صورتي ميخکي خواهد داشت

* رنگ آميزي گيمسا

تهيه رنگ گيمسا: ۰/۶ - ۰/۵ گرم پودر گيمسا را در يك هاون ريخته خوب ميکساييم روي آن ۲۵ ميلي ليتر گليسرين کمي گرم شده (دماي حدوداً ۶۰°C) اضافه نموده بخوبي مخلوط مي کنيم سپس ۵۰ ميلي ليتر متانول خالص و بدون آب (مقطر) را بدان اضافه مي کنيم و در ظرف شيشه اي در بدار نگه داري مي کنيم . اين رنگ استوک (يا ذخيره) بوده موقع مصرف بايستي صاف

شود. گفتنی است رنگ تهیه شده با این روش معمولاً "کارانی رنگ آماده از کارخانه های معروف را داراست بشرطی که PH بافر رقیق کننده آن تعیین گردد. مثلاً" بافر رقیق کننده برای رنگ گیمسا مرك باید $PH=7-7.2$ داشته باشد ولی ممکن است بافر لازم برای رقیق کردن رنگ تهیه شده فوق چیزی بین 6.4-6.8 باشد.

روش رنگ آمیزی

۱. فیکسسیون: گسترش کاملاً "خشك شده حداقل بمدت ۲-۱ دقیقه با متانول خاص ثابت کنید - اصولاً" لازم است روی گسترش کاملاً" با متانول پوشانده شود. اگر عمل فیکسسیون خوب انجام نگیرد نتیجه رنگ آمیزی مطلوب نبوده بعلاوه اینکه گسترش ممکن است از روی لام کنده شود. برای اینکه در نهایت کار رنگ آمیزی مطلوب شود و از مقدار کمی متانول استفاده شود ابتدا با چندین قطره دیگر متانول روی گسترش ریخته شود. گفتنی است لام بعد از فیکسسیون بهتر است چند دقیقه ای بصورت عمود قرارگیرد تا کاملاً "خشك شود.

۲. رنگ آمیزی بامحلول رنگ رقیق شده: رنگ گیمسای استوك را به اندازه تعداد لام رقیق کنید معمولاً" برای هر لام $\frac{2}{5}$ میلی لیتر رنگ رقیق شده لازم میباشد. رنگ باید $\frac{1}{20}$ رقیق شود. محلول رقیق کننده بافر با PH متفاوت (با توجه به رنگ غلیظ و استوك موجود) میباشد مثلاً" رنگ مرك با بافر $PH=7.2$ رقیق میشود و عمل رنگ آمیزی بمدت ۲۰ دقیقه انجام میگردد. برای برداشتن رنگ از پی پت خشك استفاده کنید تا رنگ استوك دچار آلودگی نشده خراب نشود. بعد از اتمام عمل رنگ آمیزی لام ها را با بافر یا آب مقطر آبکشی نموده و بصورت

عمود نگهداشته تا خشك شوند اگر عمل رقيق سازي رنگ بصورت ۱/۱ انجام شود و زمان رنگ آميزي کمتر خواهد شد در ضمن اگر نياز به بررسي لام از نظر پروتوزوئرهاي خوني است لازم است زمان رنگ آميزي ۳۰ دقيقه و اگر اسپيروكت مد نظر است زمان رنگ آميزي حتي تا يكساعت افزايش مييابد.

نتيجه:

هسته هاي لكوسيت ها بنفش ارغواني ، گرانولهاي نوتروفيلها معمولا" ديده نمي شوند يا به مقدار خيلي كم ديده ميشوند، گرانولهاي ائوزينوفيلها ، قهوه اي (آجري) ، گرانولهاي بازوفيلها بعلت شسته شدن در اين رنگ آميزي معمولا" ديده نمي شود و معمولا" بازوفيلها بصورت هسته ي پراكنده مايل به قرمز ديده ميشوند. سيتوپلاسم لنفوسيتها و منوسيت ها بصورت بازوفيليك (آبي) بخوبي از سيتوپلاسم گرانولوسيت ها كه ارغواني هستند تمايز داده مي شوند.

نكات :

۱. چون فيكساسيون در اين رنگ آميزي با متانول انجام ميگيرد تنها رنگ آميزي جهت ارزيابي گرانولهاي توكسيك در نوتروفيلها ميباشد.

۲. جستجوي اجسام Doehle'S body منحصر" با اين رنگ آميزي

انجام خواهد شد.

۳. بررسي رنگهاي خوني مالاريا ، بابزيا و بورليا و اسپيروكتها با اين رنگ آميزي انجام ميشود ولي زمان رنگ آميزي بيشتر از رنگ آميزي سلولهاي سفيد خواهد بود.

*رنگ آمیزی رایت - گیمسا

تهیه رنگ : ۹ گرم پودر رایت + ۱ گرم پودر گیمسا + ۹۰ میلی لیتر گلیسرین + ۲۹۱۰ میلی لیتر متانول خالص و بدون آب را در يك شیشه دربار ریخته در دمای 37°C قرار داده روزانه چندین بار بهم زده بعد از حدود یکماه رنگ آماده استفاده خواهد بود. قبل از استفاده صاف کنید

روش رنگ آمیزی:

لام خشك شده را در محل كاملاً افقی قرار داده سپس روی لام را با رنگ رایت گیمسانی پوشانده مدت ۲-۱ دقیقه صبر کرده سپس بافر با $\text{PH}=6.4$ را روی آن به اندازه حجم رنگ مورد استفاده ریخته مدت ۱۰ دقیقه صبر کرده لامها را با آب مقطر بخوبی شسته و بصورت عمود خشك می کنیم .
نتیجه: همانند رنگ آمیزی گیمسا خواهد با این تفاوت که گرانولها واضح تر دیده خواهند شد

نکات:

۱. متداولترین رنگ آمیزی هماتولوژی رنگ آمیزی رایت گیمسا ست
۲. هنگام ریختن بافر باید مواظب سرریز شدن رنگ بود.
۳. شستشوی افقی لامها در پایان کار از تشکیل رسوب جلوگیری خواهد کرد.

حال روش های دیگر رنگ آمیزی جهت گسترش های خونی را بصورت ' اختصار بیان کرده و سپس خطاهای رایج و اشکالات بوجود آمده در رنگ آمیزیهای خونی را بیان می نمایم .

علاوه بر رنگ آمیزی به روش پوشاندن با توده رنگ Coating procedure with color bank که در آن روی لام را با رنگ می پوشانیم روش دیگر روش غوط ور کردن یا Immersion procedure میباشد که در آن لامها در کویت ها یا جارها رنگ میشوند.

روش دیگر روش ورقه یا Foils method میباشد. در این روش روی گسترشها خونی را با ورقه های بسیار شفاف که بطور خاص با مخلوطی از رنگها پوشانیده شده اند، می پوشانیم و بعد از يك زمان معین این ورقه ها از روی گسترش کننده و لام را مورد مطالعه قرار میدهیم.

آخرین روش مورد اشاره روش رنگ آمیزی سریع میباشد که زمان رنگ آمیزی در آن کمتر از يك دقیقه میباشد. نتایج حاصله از رنگ آمیزیهای فویل و سریع با تکنیک پوشانیده شدن با رنگ مطابقت دارد.

خطاهای رایج در رنگ آمیزیها:

سه خطای رایج در رنگ آمیزیها وجود دارد.

- ۱) خطای وجود رنگ آبی اضافی (لامها بازوفیلیک رنگ گرفته اند)
- ۲) خطای وجود رنگ صورتی اضافی (لامها بازوفیلیک رنگ گرفته اند)
- ۳) وجود رسوب روی گسترشهای خونی

۱ - اگر لامها بازوفیلیک رنگ گرفته اند علل زیر میتواند در این مراحل دخیل باشند

(a) ضخامت بیش از حدگسترش

(b) زمان طولانی تر از حد مورد نیاز

(c) شستشوی ناکافی

(d) بالا بودن PH رنگ (بافر مورد استفاده جهت رقیق سازی رنگ)

در چنین لامهائی گلبولهای قرمز سبز خاکستری تا سیاه رنگ میگردند و گرانولهای انوزینوفیلها بجای آجری رنگ بودن آبی خاکستری خواهد و نوتروفیلها دارای گرانولهای بزرگ تیره رنگ و بسیار بزرگ هستند.

۲ - اگر لامها اسیدوفیلیک رنگ گرفته اند بعلمت موارد ذیل می باشند.

(a) ناکافی بودن زمان رنگ آمیزی

(b) شستشوی زیاد گسترش در پایان رنگ آمیزی

(c) مونته کردن لامها قبل از شستشو

(d) اسیدی بودن PH رنگ (بافر مورد استفاده)

در چنین لامهائی گلبولهای قرمز به رنگ قرمز روشن تا نارنجی می باشد کروماتین هسته ها آبی کم رنگ گرانولهای انوزینوفیل به رنگ قرمز براق خواهد بود.

۳ - دلیل رسوب روی گسترش های خونی عبارتند از:

(a) صاف نکردن رنگ ها قبل از استفاده

(b) خشک شدن رنگ ها در طول زمان رنگ آمیزی

(c) لامها کثیف و شسته نشده هستند

(d) شستشوی ناکافی لامها (مثلاً" برای اینکه گسترش از لام کنده

میشود) لذا آرام تر شسته شوند

e) افقي نشستن لامها مخصوصاً" در رنگهاي الكلي

در پايان ذكر اين نکته ضروري است در رنگ آميزي هاي هماتولوژي استفاده از آب مقطر مورد استفاده در تهيه بافر و شستشوي لامها مهم است و لازم است از آب با بالا بودن PH رنگ (بافر مورد استفاده جهت رقيق سازي رنگ) PH خنثي استفاده شود در ضمن متانول مورد استفاده در رنگ آميزي بايد خالص و عاري از آب باشند و همچنين از لامهاي مرغوب و نو استفاده شود.

رنگ آميزي حياتي براي شمارش رتيكولوسيت

رنگهاي حياتي رنگهائي هستند كه قادرند بقايي اسيد نوكلنيك در گلبولهاي قرمز را رنگ آميزي نمايند اين رنگها عبارتند از آبي آزور، نيومتيلن بلو و بريليانر كرزيل بلو.

در رنگ آميزي حياتي رتيكولوسيت ها بيشتر مورد بررسي قرار ميگيرند ولي اجسام هاي بيژه و همچنين انكلوزيونهاي هموگلوبين هاي ناپايدار مخصوصاً" هموگلوبين H نيز بوسيله اين رنگ آميزي شناسائي ميشوند.

تهيه رنگ

۱ گرم بريليانر كرزيل بلو + ۰/۴ گرم سيترات تري سدك + تا ۱۰۰ ميلي ليتر ساليين نرمال

يا

۱ گرم بريليانر كرزيل بلو + ۱/۶ گرم كلوروسديم + آب مقطر ۱۰۰ ميلي ليتر

يا

۱ گرم بریلیانت کرزیل بلو + ۱/۶ گرم اکسالات پتاسیم + آب مقطر ۱۰۰ میلی لیتر

محلول اول در عمل بهتر از بقیه جواب میدهد. لازم است رنگها قبل از استفاده صاف گردند رتیکولوئیست ها گلبولهای قرمز نارس هستند که از Late NRBC مشتق شده است یعنی بعد از اینکه نورموبلاستها در آخرین مرحله هسته خود را از دست میدهند تبدیل به رتیکولوئیست میشوند - رتیکولوسیتها ۴ نوع هستند.

I. با کلاف متراکم یا حلقه ای Coiled skein

II. با شبکه کامل Complete network

III. با شبکه نا کامل Incomplete network

IV. فرم گرانول دار Granular

نحوه رنگ آمیزی

خون گرفته شده با ضد انعقاد EDTA مورد نیاز خواهد بود- در يك لوله آزمایش مقدار مساوي از خون و محللول رنگي شمارش رتیکولوئیست را مخلوط میکنیم و بمدت ۱۰ الي ۱۵ دقیقه در دمای اطاق 37°C قرار داده سپس يك قطره از مخلوط فوق را برداشته يك لام تهیه می کنیم - تکنیک مورد استفاده تکنیک لام خواهد بود. بعد از خشك شدن لام آن را با عدسي $\times 100$ مورد مطالعه قرار میدیم حداقل ۱۰۰۰ عد گلبول قرمز را شمارش کرده تعداد رتیکولوئیست های موجود را بدست آورده سپس درصد رتیکولوئیستها را گزارش می کنیم .

اگر در حین کار اجسام هائیر نیز وجود داشته باشد پزشك معالج را بایستی مطلع ساخت و اگر بررسی انکلوژیونهای هموگلوبین H مد نظر باشد بایستی

از مخلوط رنگ و خون بعد از ۴ ساعت ، ۱۲ ساعت و ۲۴ ساعت لام تهیه نمود.

امروزه در صد طبیعی رتیکولوسیتها ۲/۵ - ۰/۵ درصد در بزرگسالان و تا ۷ درصد در نوزادان می باشد.

رنگ آمیزیهای اختصاصی

از رنگ آمیزیهای اختصاصی جهت دست یافتن به تشخیص دقیق تر و قاطع تر استفاده میشود. در هماتولوژی جهت افتراق لوسمی ها و همچنین بررسی ذخایر آهن مغز استخوان از رنگ آمیزی های اختصاصی بهره می برند. گفتنی است رنگ آمیزی اختصاصی دومین پارامتر از ۵ پارامتر لازم جهت طبقه بندی لوسمی ها از طرف FAB میباشد.

چون رنگ آمیزیهای اختصاصی در هماتولوژی کار اختصاصی آزمایشگاههای مراکز خون میباشد لذا در ادامه فقط به ذکر نام آنها بسنده می کنیم چون هر کدام جای بحث فراوان دارند:

۱. رنگ آمیزی پراکسیداز
۲. رنگ آمیزی سودان بلاک
۳. رنگ، آمیزی استراز اختصاصی و غیر اختصاصی
۴. رنگ آمیزی الکلن فسفاتاز
۵. رنگ آمیزی اسید فسفاتاز
۶. رنگ آمیزی اسید فسفاتاز مقاوم به تارتارات
۷. رنگ آمیزی PAS
۸. رنگ آمیزی آبی پروسی (آهن)

1- Hematological laboratory methods: Merck diagnostic company

۲- خون شناسی پزشکی : دکتر سید علی مهدی

۳- متدولوژی در خون شناسی (حسین درگاهی - دانشگاه علوم پزشکی ایران)

۴- رنگ آمیزی گسترش های خونی (منیژه کرکوتی اسکونی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز)